



Işıkla Sertleşen Akıcı BulkFillRestoratif Malzeme



Kullanım Kılavuzu



VERICOM CO., LTD.

Dental Malzemeler

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea

vericom@vericom.co.kroverseas@vericomdental.com

www.vericom.co.kr

Telif Hakkı @VERICOM. Tüm hakları saklıdır.

Tanım

DenFilBulkFlow görünür ışıkla etkinleştirilen, radyoopak, akıcı bulkfillrestoratif malzemesidir. 4 mm'lik artışlarla yerleştirilebilir.

Bileşim

- Bis—EMA / UDMA / Baryum camı / Silika
- Toplam inorganik dolgu maddesinin (partikül boyutu $0,01^{-2,51}$.fin) ağırlıkça yüzdesi yaklaşık %65'tir.

Endikasyonlar

- Direkt restorasyonlar altında kaide/liner (Sınıf I, II)
- Altan kesmelerin engellenmesi
- Kompozit/seramik kaplamaların onarımı
- Ön restorasyonlar (Sınıf III, IV)
- Sınıf V restorasyonlar (servikal çürükler, kök erozyonu, kama şeklindeki defektler)

Kontra-Endikasyonlar

DenFilBulkFlow, kendisine aşırı duyarlılık geliştiren veya metakrilatmonomere karşı aşırı duyarlılık öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Önerilen prosedür

1. Renk tonu seçimi

Yüzey lekelerini veya yabancı plakları gidermek için dişleri pomza ve suyla temizleyin. Dişler tek renkli değildir. Renk tonu ve restorasyon derinliğini göz önünde bulundurun. Alaydan sonra gölgenin seçilmesi arzu edilir. Alternatif olarak VitaLumin® Vakumlu renk kılavuzu da kullanılabilir. İzolasyon için lastik örtü kullanılması tavsiye edilir.

2. Kavite hazırlığı

Ön restorasyon

Geleneksel asitle aşındırma yöntemini kullanarak tüm Sınıf III, Sınıf IV ve Sınıf V restorasyonlar için kavite hazırlayın.

Arka restorasyon

Kaviteyi hazırlayın. Preparatların iç yüzeylerinde ışık geçişini ve restoratif materyalin sertleşmesini engelleyecek hiçbir kalıntı amalgam veya başka baz materyal kalmamalıdır.

3. Pulpa koruması

Derin kavitelere, pulpaya yakın dentini minimum miktarda kalsiyum hidroksit astar ile kaplayın ve kavite yüzeyinin geri kalanını serbest bağlanmadan bırakın. İstenirse cam iyonomer veya diğer öjenol içermeyen baz malzemeler kullanılabilir.

4. Matrisin yerleştirilmesi

Proksimal temaslar için uygun sıkıştırmaya sahip, tercihen şeffaf bir matris sistemi kullanın. Hafif bir ayrılma sağlamak ve optimalproksimal teması kolaylaştırmak için ön sıkıştırma yapılması savunulmaktadır.

5. Mine ve dentin tedavisi

Aşındırma, astarlama, yapıştırıcı uygulaması ve sertleştirmeyeyle ilgili üreticinin talimatlarını izleyin. DenFil Etchant-37 ve BC Plus veya U—Bond kullanılması tavsiye edilir.

6. Yerleştirme

Kapağı çıkardıktan sonra tek kullanımlık ucu şırınganın üzerine yerleştirin. Resini uygulamadan önce iğne ucunun takılı olmadığından emin olun. Tıkanmışsa, ucu çıkarın ve az miktarda resini doğrudan şırınganın luerinden sıkın. Varsa görünür tıkaçları şırıngadan çıkarın. Yeni tek kullanımlık ucu değiştirin ve resini tekrar eksprese edin. Resini hazırlanan boşluğa 4 mm veya daha azına kadar yerleştirin. DenFilBulkFlow bir dağıtım kabı üzerine ekstrüde edilebilir ve bir fırça veya başka aletlerle uygulanabilir. Sızıntıyı önlemek için dağıtım işleminden sonra şırınga pistonunu geri çekin.

7. Sertleştirme

Restorasyon yüzeyinin her alanını 40 saniye boyunca yüksek yoğunluklu görünür ışık kaynağına (dalga boyu 420 ila 500 nm) maruz bırakın. Işığa maruz kalma sırasında ışık kılavuzunun ucunu restoratife mümkün olduğunca yakın tutun. 550 mW/ce veya daha yüksek ışık yoğunluğuna sahip bir ışıkla sertleştirme ünitesi kullanın.

8. Bitirme

Kontur restorasyon yüzeylerini ince bitirme kalemi veya taşla sertleştirdikten hemen sonra. İnce bir cilalama frezi veya taşıyla malzemeyi çıkararak tıkanıklığı dikkatlice ayarlayın.

Saklama

1. Yüksek sıcaklıkta veya yoğun ışıktaki saklamayın.
2. Serin bir yerde muhafaza edin.
3. Malzemeleri öjenol içeren malzemenin yakınında saklamayın.
4. DenFilBulkFlow kullanıldıktan sonra hemen kapatılmalıdır.

Tedbirler

1. Yalnızca dental kullanım içindir.
2. Bir diş hekimi veya dental profesyoneli tarafından kullanılmalıdır. Prosedüre ve önlemlere uyun.
3. Çocuklar, yaşlılar ve diğerleri dahil diş hekimliği dışındaki kullanıcıların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
4. Akrilat alerjisi ciltte hassasiyete neden olursa resini kullanmayı bırakın.
5. Sertleşmemiş resine maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Resinin cilde temas etmesi durumunda derhal sabun ve suyla yıkayın.
6. Yanlışlıkla gözlerle temas ederse veya ağız dokularıyla uzun süreli temas meydana gelirse, derhal bol miktarda suyla yıkayın.
7. Soğutulmuşsa, kullanımdan önce malzemenin oda sıcaklığına gelmesine izin verilmelidir.
8. Koruyucu eldiven kullanılması ve dokunmadan teknik kullanılması tavsiye edilir.
9. Kullanmadan önce solunum yolu için koruyucu cihazın kullanılması önemle tavsiye edilir.
10. Polimerizasyon olmaması durumunda, ışıkla sertleştirme ünitesinin ışık yoğunluğunu kontrol edin ve ardından aynı kaliteyle ilgili konularla ilgili olarak en yakın bayi/satıcılar veya üreticiyle doğrudan iletişime geçin.
11. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
12. DenFilBulkFlow, malzemeyi kaptan aldıktan sonra 5 dakika içerisinde kullanılmalıdır.

Sembol



Son kullanma tarihi



Parti kodu



Kullanım
talimatlarına bkz.



Katalog numarası



Sıcaklık limiti



Üretici



Üretim tarihi



Avrupa Topluluğu
Yetkili Temsilcisi

Garanti

VERICOM CO LTD, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünü değiştirecektir. VERICOM CO LTD, açıklanan ürünün kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan veya sonuç olarak

ortaya çıkan hiçbir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bununla bağlantılı tüm risk ve sorumluluğu üstlenir.



VERICOM CO.,LTD.

www.vericom.co.kr

48, Toegyegongdan 1-gil,
Chuncheon-Si,Gangwon-Do,
Korea

Tel : +82-31-441-2881 / Fax :
+82-31-441-2883

vericom@vericom.co.kr /
overseas@vericomdental.com



KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77,
65760 Eschbom,
Germany

**VERICOM USA,
INC.**

22541 Aspen St.
Suite A Lake Forest,
CA 92630 USA

Tel : +1-949-317-
3011

Fax : +1-949-317-
3012

Veriliş Tarihi: 27.08.2021 - IFU18E (Rev.3)-JHG