

Vonflex S Bite

VinilPolisiloksan ısırik Kayıt Malzemesi



Tanım

Vonflex S Bite, ek polimerizasyon silikon ısırik kaydı olarak, üst ve alt dişler arasında kayıt yaparak hastanın ısıрма plakası üzerindeki benzersiz oklüzyonunu yeniden üretir.

Bileşim

- Vinilsiloksan
- Hidrojen siloksan
- Füme silika
- Organo platin kompleksi
- Silika
- Pigment

Teknik Bilgiler

	Hızlı sertleşme	Normal sertleşme
Çalışma süresi(23°C, sn.)	30	45
Ağızdan çıkarılması için minimum süre(sn.)	30	45
Sertlik(Shore A)	88±2	88±2

*Test koşulları: Sıcaklık 23 ± 2°C, Nem 50 ± %10

Kontrendikasyonlar

Vonflex S Bite, silikona aşırı duyarlılık ve alerji geliştiren veya silikona karşı döküntü veya dermatit öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Endikasyonlar

- Son ısırik pozisyonunda standart ısırik kaydı
- Üst üste binen dişlerin tasviri
- ısıрма çatallarının kaplanması
- İğne noktası kaydı için anahtar malzeme
- Küçük model segmentlerinin üretimi

Uyarılar

1. Malzeme gözünüze temas ederse, birkaç dakika boyunca bol miktarda suyla yıkayın. Belirtiler devam ederse doktora başvurun.
2. Teneffüs etmeyin, yutmayın veya yutmayın. Ölçü materyalini yuttuktan sonra sağlık sorunları ortaya çıkarsa derhal bir doktora başvurun. Nadir durumlarda bağırsak tıkanıklığı ortaya çıkabilir. Ürünün solunması halinde derhal bir doktora başvurun.
3. Oluğa veya ağız boşluğunda herhangi bir artık madde bırakmayın.
4. Vonflex S Bite, yüksek son sertliği ağızdan çıkarılmasını çok zorlaştırdığından geleneksel ölçüler için kullanılmamalıdır. İstenmeyen ekstraksiyonlar meydana gelebilir.
5. Aşırı duyarlı kişiler ürüne karşı alerjik reaksiyon yaşayabilir.

Önerilen prosedür

1. Vonflex S Bite'ı almadan önce ağızdaki kirletici kalıntıları durulayıp kurutarak tamamen temizleyin.
2. Vonflex S Bite kartuşunu ölçü tabancasına yerleştirin.
3. Kartuşun her iki tarafından eşit akış sağlamak için bir karıştırma ucu takmadan önce az miktarda ölçü materyali dağıtın.
4. Karıştırma ucunu kartuşa takmak için sıkıca bastırın. Daha sonra karıştırma ucunun renkli bileziğini kartuşun ucuna kadar saat yönünde 1/4 tur döndürün.
5. Malzemeyi dişlerin okkisal kısımlarına çıkarmak için sapı birkaç kez sıkın. ısırmayı kaydetmek için hastayı merkezli oklüzyona yönlendirin.

6. Malzeme hazırlandıktan ve alt kesimi çıkardıktan sonra fazladan malzemeniz varsa ağzınızdan çıkarın..
7. Isırık kaydının ve hazır modelin olduğundan emin olun.

Saklama

1. Serin bir yerde (2-24°C) saklayın ve saklayın.
2. Kullandıktan sonra kapağı hızlı ve sıkı bir şekilde kapatın.
3. Havayla temasından kaçının.

Tedbirler

1. Vonflex S Bite bir diş hekimi tarafından kullanılmalı ve çocuklar, yaşlılar ve diğerleri de dahil olmak üzere diş hekimliği dışındaki kullanıcıların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.
2. Hasarlı ürünleri kullanmayınız.
3. Karıştırma uçları yalnızca tek kullanımlıktır. Kullandıktan sonra karıştırma ucunu kapalı tutmak için kartuşun üzerinde bırakın.
4. Kondensasyonpolimerizasyon silikonları, polisülfid ölçü malzemeleri, öjenol içeren malzemeler, lateks muayene eldivenleri, nem, ekstraksiyon solüsyonları, gliserol, kozmetikler, yeni yerleştirilmiş kompozit dolgular vb. Vonflex S Bite ile karıştırılması veya temas etmesi durumunda; polimerizasyonu gecikmiş olabilir veya Vonflex S Bite'in yüzeyi pürüzlü olur. Anestezik ajanların (Lidokain vb.) sprey veya toz şeklinde kullanılması durumunda sertleşmenin gecikmesi ve yüzeyin pürüzlü olması ihtimali yüksektir.
6. Giysilerde sertleşmeyen malzeme olmamasına dikkat edilmelidir. Giysilere bulaştığında çıkarılması zordur.
7. Son kullanma tarihi geçtikten sonra Vonflex S Bite'i kullanmayınız.
8. Buzdolabında saklanacaksa, kullanımdan önce malzemenin oda sıcaklığına gelmesine izin verilmelidir. Kullanmadan önceki saklama sıcaklığı durumu, çalışma süresini geciktiren veya kısaltan bir neden olabilir. Sıcaklığın 1°C artması veya azalması durumunda çalışma süresi 15 saniyeye kadar artabilir veya azalabilir.
9. Vonflex S Bite kullanma talimatına uygun olarak kullanılmalıdır.
10. Lütfen tüm kullanılmış atıkları ülkenizdeki çevre düzenleme kurumu tarafından belirlenen gereksinimlere ve yayınlanan tavsiyelere uygun olarak atın.
11. Bu cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirilmelidir.

Sembol

				
Son kullanma tarihi	Parti kodu	Kullanım talimatlarına bkz.	Katalog numarası	Tıbbi Cihaz
				
Sıcaklık limiti	Üretici	Üretim tarihi	Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi	

Garanti

VERICOM CO LTD, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünü değiştirecektir. VERICOM CO LTD, açıklanan ürünün kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bununla bağlantılı tüm risk ve sorumluluğu üstlenir.



VERICOM CO.,LTD.
www.vericom.co.kr
48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea
Tel : +82-31-441-2881 / Fax : +82-31-441-2883
vericom@vericom.co.kr /
overseas@vericomdental.com



KTR Europe GmbH
Mergenthalerallee 77, 65760
Eschbom, Germany

VERICOM USA, INC.
22541 Aspen St. Suite A Lake
Forest, CA 92630 USA
Tel : +1-949-317-3011
Fax : +1-949-317-3012