

Vonflex S Putty

VinilPolisiloksan Ölçü Malzemesi



Tanım

Vonflex S Putty, ek polimerizasyon silikonu türü olarak, ağız dokusunun şeklini tam olarak oluşturan vinilpolisiloksan ölçü malzemelerinden oluşur. Vonflex S Putty'nin karıştırılması çok kolaydır ve iyi boyutsal stabiliteye sahiptir, hassas ölçü alınmasına yardımcı olur.

Bileşim

- Vinilpolisiloksanlar
- Dolgu
- Katkı maddeleri
- Hidrojen polisiloksanlar
- Pigmentler
- Platin katalizör

Teknik Bilgiler

Sınıflandırma: ISO4823

Tip 0. Putty tutarlılığı

Sertleşme Tipi/ Test Ögesi	Normal	Hızlı
Karışım oranı (Baz : Katalizör)	1:1	1:1
Çalışma süresi (23°C)	2' 00"	1' 30"
Ağızda kaldığı süre	4' 00"	2' 30"
Elastik iyileşme (%)	≥ %99	≥ %99
Sıkıştırmada gerinim (%)	≤ %3.0	≤ %3.0
Doğrusal boyut değişimi (%)	≤ % 0.2	≤ % 0.2

*Test koşulları: Sıcaklık 23 ± 2°C, Nem 50 ± %10

Endikasyonlar

Tüm kuron, köprü ve ortodontik ölçü teknikleri

Kontrendikasyonlar

Vonflex S Putty'nin bileşenlerden herhangi birine karşı şiddetli alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalarda kullanılması kontrendikedir.

Önerilen prosedür

- Ölçüyü almadan önce ağızdaki kirletici kalıntıları tamamen durulayıp kurutarak giderin.
- Bir ölçü kaşığıyla aynı hacimde baz ve katalizörü alın. Temiz ve kuru ellerle 30 saniye içerisinde iki farklı renk mükemmel bir şekilde karışıp aynı renge dönüşene kadar hızlı bir şekilde yoğurun.
- Vonflex S Putty'yi seçilen bir tepsie yerleştirin ve yüzeydeki fazlalığı alın. Balmumu aralayıcı kullanmadığınızda Vonflex S Putty'nin yüzeyini polietilen bir örtü ile örtün.
- Vonflex S Putty'yi tamamen sertleştirdikten sonra hafifçe ileri geri hareket ettirerek tepsiyi ağızdan çıkarın.
- Orta veya Hafif gövdeyi bir karıştırma ucuyla ağız içindeki preparatların üzerine yükleyin.
- Orta veya Hafif gövdeyi ön ölçüye koyun ve son ölçüyü almak için yüklü tepsiyi preparasyonların üzerine oturtun.
- Ölçüyü sertleştirdikten sonra tepsiyi ağızdan çıkarın. Ve suyla durulayın veya ADA tarafından kabul edilen herhangi bir sıvı dezenfektan kullanarak dezenfekte edin.
- Oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat geçtikten sonra, hassas bir alçı modeli elde etmek için üzerine alçıyı dökünüz (Modeli dökmek için maksimum süre: 14 gün). Vonflex S Putty, piyasadaki Tip 3 ve Tip 4 olan tüm popüler diş alçılarıyla uyumludur.

Saklama

- Serin bir yerde (2-24°C) saklayın ve saklayın. Dondurmayın.
- Kullandıktan sonra kapağı hızlı ve sıkı bir şekilde kapatın.
- Hava ve nem ile temasından kaçının.

Tedbirler

- Vonflex S Putty bir diş hekimi ve diş hekimi tarafından kullanılır ve çocuklar, yaşlılar ve diğerleri de dahil olmak üzere diş hekimliği dışındaki kullanıcıların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Kondensasyonpolimerizasyon silikonları, polisülfid ölçü malzemeleri, öginol içeren malzemeler, lateks muayene eldivenleri, nem ve gliserol, kozmetikler vb. Vonflex S Putty'yi birbirine karıştırırsa veya dokunursa, bu durum polimerizasyonu geciktirebilir veya Vonflex S'nin pürüzlü yüzeyine neden olabilir. Macun. Akrilik ve metakrilat kalıntıları mevcutsa, ölçüyü yapmadan önce etkilenen diş yüzeyini izopropil alkolle temizleyin. Vonflex S Putty'yi kullanmadan önce ellerinizi tamamen temizleyip kurulayın.
- Vonflex S Putty ile organik çözelti veya sıvıya dokunmayın ve dökmeyin.
- Vonflex S Putty, silikona karşı aşırı duyarlılık, döküntü, dermatit vb. öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır.
- Baz, katalizör ve karışımın cilt ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır. Gözlerle teması halinde göz doktoruna başvurun.

6. Kartuş malzemelerinin ağızın daha yüksek sıcaklığına erken maruz kalması, bu malzemenin kaşık malzemelerine göre daha hızlı sertleşmesine neden olur. Bu izlenimi bozabilir.
7. Sıcaklığın 1°C artması veya azalması durumunda çalışma süresi 15 saniyeye kadar artabilir veya azalabilir.
8. Malzemelere çapraz kontaminasyona yol açacağından kapak ve kepeçleri baz ve katalizör olarak karıştırmayın veya paylaşmayın.
9. Donmayan malzemenin giysilere temas etmesinden kaçının. Giysilere bulaştığında çıkarılması zordur.
10. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
11. Kullanmadan önceki saklama sıcaklığı durumu, çalışma süresini geciktiren veya kısaltan bir neden olabilir. Kullanmadan önce malzemenin oda sıcaklığına gelmesine izin verilmelidir.
12. Yalnızca dişçilikte kullanım içindir. Prosedüre ve önlemlere uyun.
13. Lütfen tüm kullanılmış atıkları, ülkenizin çevre düzenleme kurumu tarafından belirlenen gereksinimlere ve yayınlanan tavsiyelere uygun olarak atın.
14. Bu cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirilmelidir.

Sembol

				
Son kullanma tarihi	Parti kodu	Kullanım talimatlarına bkz.	Katalog numarası	Tıbbi Cihaz
				
Sıcaklık limiti	Üretici	Üretim tarihi	Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi	

Garanti

VERICOM CO LTD, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünü değiştirecektir. VERICOM CO LTD, açıklanan ürünün kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bununla bağlantılı tüm risk ve sorumluluğu üstlenir.



VERICOM CO.,LTD.

www.vericom.co.kr

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea

Tel : +82-31-441-2881 / Fax : +82-31-441-2883

vericom@vericom.co.kr / overseas@vericomdental.com



KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, 65760 Eschbom,
Germany

VERICOM USA, INC.

22541 Aspen St. Suite A Lake Forest, CA
92630 USA

Tel : +1-949-317-3011

Fax : +1-949-317-3012

Veriliş Tarihi: 01.05.2023 - IFU08-3en(Rev.0)