



İşimizi kolaylaştıralım!

Monobond Plus

Tüm restorasyon materyalleri için 1 primer

- Cam seramikler
- Değerli metal alaşımları
- Zirkonyumoksit seramikler
- Alüminyumoksit seramikler
- Değersiz metal alaşımları
- İndirekt kompozit restorasyonlar



Monobond Plus

1 Primer

İlk defa Monobond Plus ile bir primer, tüm restorasyon materyallerininin yüzeylerini hazırlamak için kullanıma sunulmuştur

Üç farklı fonksiyonel ürün grubunun (silanmetakrilat, fosforik asit metakrilat ve sülfidmetakrilat) yenilikçi kombinasyonu sayesinde tüm dental restorasyon materyallerinde **güçlü ve kalıcı bir bağlantı** oluşturmanıza olanak sağlar.

1 reaksiyon süresi

Monobond Plus, tüm farklı materyal yüzeylerinde aynı sürede reaksiyona girer. Bu da restorasyonlarda simantasyon sürecini daha da kolaylaştırır:

- Restorasyon yüzeyini hazırlayın
- Monobond Plus uygulayın ve reaksiyon için 60 saniye bekleyin
- Fazlalığı hava ile dağıtın

Bitti!

muhafazası kolay

Hiçbir özel saklama şartı yoktur, Monobond Plus **oda sıcaklığında** muhafaza edilebilir.

Monobond Plus ile saklama koşullarını iyileştirebilirsiniz. Bütün restorasyon materyalleri için tek primer'e ihtiyacınız var.



Paketleme

Refil
1 Şişe Monobond Plus 5 g



Monobond Plus ile hayatınızı biraz kolaylaştırın..

RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU SÖZ KONUSU İSE!

Üretim ve Satış
Ivoclar Vivadent AG
Benderstr. 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent
passion vision innovation