

Heliosit® Orthodontic

Braketler için yapıştırıcı



ŞEFFAF VE DAYANIKLI

Heliosit® Orthodontic ve bluephase®

Metal ve seramik braketlerin hızlı simantasyonu için güçlü takım.

Avantaj

Heliosit® Orthodontic

- Işıklı sertleşir
- Şeffaf
- Uygun kıvam



bluephase®

- Kablosuz
- Çok randımanlı -LED (1100 mW/cm²)
- Kısa sertleşme süreleri, özellikle braketlerin simantasyonu için uygun



Uygulama

- Diş minesini temizler
- Pamuk rulolarla kurutulur
- Fosforik asit ile etch edilir
- Yıkanır, kurutulur
- Heliosit Orthodontic uygulanır
- Braketler konumlandırılır
- Işıklı sertleştirilir



Teknik özellikler

- Bükülme direnci: 80 MPa
- Braketlerin etch edilmiş mine üstündeki yapışma gücü
Seramik: 10 MPa, Metal: 12 MPa

Paketleme

Heliosit Orthodontic
Refil
3 Şırınga, herbiri 2.5 g



Bu ürün dental alanda kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve kullanım kılavuzu doğrultusunda uygulanmalıdır. Veriler ürün özelliklerinde güvenlik teşkil etmez ve bağlayıcı değildir.

Üretim ve Satış
Ivoclar Vivadent AG Clinical
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent®