

fläsh.

Whitening Lamp



+



Mükemmel sinerji: Olağanüstü beyazlatmanın sırrı!

Olağanüstü sonuçların sırrı, fläsh Whitening Lamp ve fläsh Light Whitening Gel'in mükemmel kombinasyonunda saklıdır.


Görünür mavi ışığa sahip yüksek yoğunluklu odaklanmış ışık spektrumuyla üst düzey performans sergileyen en yeni LED teknolojisi. Hasta başında mükemmel konumlandırma sağlayan easy lock sistemi sayesinde ergonomik kullanım. Hassas dişlere ve tek diş beyazlatmaya yönelik özel ayarlar. Değiştirilebilen ışık çıkış gücü. fläsh Chairside Light Whitening Gel ile optimum sonuçlar. Güvenli çalışma sıcaklığı.

fläshcard


Zaman yönetimi sistemi



Doğrudan cihaz üzerinde bulunan sanal talimatlar



3 beyazlatma programı
Sabit / Atımlı / Tek



Elde edilen beyazlık tonlarını belirleme



İleri teknoloji

3 adet yüksek performanslı LED. Yüksek yoğunluklu mavi ışık spektrumu (460 nm, 190 mW/cm²)

Uzun kullanım ömrü

LED'lerle 10.000'den fazla uygulama

Ergonomik tasarım

Hastayı doğru konumlandırmak için easy lock sistemi

Özelleştirilebilir ayarlar

Hassas diş ve tek diş beyazlatma modları

Değişken ışık çıkışı

Optimum sonuçlar için ayarlanabilir ışık

Güvenli sıcaklık

Hasta konforu garantisi

Mükemmel eşleşme

fläsh Chairside Light Whitening Gel ile birlikte en iyi sonuçlar

Sistem içeriği

Whitening Lamp, 3 güvenlik gözlüğü, jel için fläshcard sistemi, tam renkli dokunmatik ekran